

**FICHA TECNICA:**

**ESTUFA DE CIRCULACION NATURAL**

**MODELO:** SLN 115 STD INOX  
**MARCA:** POL-EKO  
**PROCEDENCIA:** POLONIA

**ESPECIFICACIONES:**

- **Capacidad:** 112 lt
- **Convección de aire:** Natural
- **Rango de temperatura:** 5°C sobre la temperatura ambiente a +300°C
- **Resolución temperatura:** 0.1°C
- **Protección sobre temperatura:** Clase 2.0, de acuerdo a DIN 12880
- **Controlador:** Microprocesador PID
- **Pantalla:** LCD, con botones táctiles iluminados
- **Gabinete:** De acero inoxidable, acabado satinado
- **Interior cámara:** Acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
- **Puerta:** Sólida, con llave
- **Reloj:** En tiempo real
- **Temporizador:** Desde 1 minuto hasta 99.59 horas u operación continua
- **Memoria:** Para 03 programas de usuario
- **Interfaz:** RS232 y puerto USB para conexión a PC con cables (**no incluidos**)
- **Guía para estantes:** 05 máxima
- **Carga máxima:** 60 kg
- **Dimensiones internas:** 400 x 390 x 360 mm
- **Dimensiones externas:** 590 x 700 x 600 mm
- **Requerimiento Eléctrico:** 220-240V/ 700 Hz
- **Potencia nominal:** 2400W
- **Incluye:** 02 Rejillas de acero inoxidable  
01 Certificado Calibración a 105°C de Fabrica  
01 Manual





- **Venta de Equipos, Reactivos**
  - **Servicio Técnico**

Of. Trujillo: Telf. 044-285102

Of. Lima: Telf. 01-421-8634

<http://www.cclab.pe>