

## FICHA TECNICA

### CONCENTRADOR DE OXIGENO

**Modelo:** JAY-10  
**Marca:** LONGFIAN SCITECH CO., LTD  
**Procedencia:** China

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

<b>Versión de Flujo:</b>	<b>De dos vías.</b>
<b>Flujo regulable:</b>	<b>De 0 a 10 litros / minuto</b>
<b>Pureza de Oxígeno:</b>	<b>93% (± 3%).</b>
<b>Pantalla LCD:</b>	Temporizador, presión de operación, tiempo actual de trabajo, tiempo acumulado de trabajo, tiempo preestablecido de 10 minutos a 40 horas.
<b>Tecnología del equipo:</b>	De absorción por oscilación y presión
<b>Carcasa externa:</b>	De ABS resistente.
<b>Tipo de presión:</b>	Normal o de baja presión
<b>Presión de salida:</b>	0.04 – 0.07 Mpa (6 a 10 psi).
<b>Nivel de ruido:</b>	≤ 50 dB.
<b>Potencia de consumo:</b>	≤ 880 Watts.
<b>Alarmas:</b>	Alarma por falla eléctrica.
<b>Potencia eléctrica:</b>	AC 220 V (±10%), 50/60 (±1) Hz.
<b>Peso:</b>	27 Kg.
<b>Dimensiones externas:</b>	365 x 375 x 600 mm
<b>Uso:</b>	Hogares, Clínicas, Hospitales
<b>Certificación:</b>	<b>CE, ISO 13485</b>

**Incluye:**

- 2 Cánula nasal.
- 2 Frasco humidificador.
- 2 Filtro primario de repuesto
- 2 Filtro secundario de repuesto.
- 1 Cable de alimentación eléctrica.
- 1 Manual de uso

