

FICHA TECNICA

CAMARA DIGITAL WI FI PARA MICROSCOPIA

MODELO: MOTICAM X
MARCA: MOTIC
PROCEDENCIA: CHINA

ESPECIFICACIONES:

- **Tipo de Sensor:** CMOS
- **Resolución:** 2 megapíxeles
- **Formato óptico:** 1/3"
- **Resolución WiFi:** 1280 x 1024 píxeles (1.3 MP)
- **Lente enfoque:** 12 mm
- **Suministro energía:** 5V, autoalimentado desde la USB
- **Transferencia datos:** WiFi
- **Sistema operativo:** Microsoft Windows XP/Vista/7/8/MAC OSX/Android 4.0 superior/ iOS7 o superior
- **Requisitos mínimos PC:** 2GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Memoria de vídeo min. 512 MB
- **Incluye:**
 - 01 Lente enfoque 12 mm
 - 02 Adaptadores para oculares de 30mm Ø y 38mm Ø
 - 01 Anillo C
 - 01 Base para macro capturas
 - 01 Cable conexión USB 2.0
 - 01 Lamina de calibración
 - 01 Software captura de imágenes Motic Image Plus 3.0

