

FICHA TECNICA

CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS X 15 / 10 ML
MODELO: MPW M-DIAGNOSTIC
MARCA: MPW
PROCEDENCIA: POLONIA

INFORMACION GENERAL:

Motor de inducción, libre de mantenimiento.
Parámetros programables velocidad (RPM/RCF) y tiempo.
Pantalla gráfica LCD.
Alarmas visuales y audibles sobre el estado del trabajo.
100 programas de usuario.
10 curvas de aceleración / desaceleración.
Cálculo del tiempo desde presionar el botón de inicio o desde alcanzar la velocidad establecida.
Regulación de la velocidad o RCF
Modo de trabajo continuo (HOLD) y Funcionamiento en modo SHORT
Identificación automática de rotor.

Seguridad

Cámara interna de acero inoxidable.
Bloqueo de tapa durante centrifugado y Bloqueo de inicio con tapa abierta.
Apertura de emergencia de la tapa.
Cumple con las normas: EN-61010-1 y EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

Velocidad Regulable: con incrementos de 90 rpm
Temporizador: Programable desde 1 minuto hasta 99 hh, 59 mm, 59 ss.
Dimensiones: 300 x 367 x 455 mm
Peso aproximado: 22 kg
Requerimiento energía: 230V/50/60Hz
Consumo: 190 W
Ruido: ≤ 60 dB
Radio Interferencia: EN 55011 ISM clase B, Inmunidad o Susceptibilidad: EN 50082-2

ESPECIFICACIONES:

Tipo de rotor fijo angular de 30°
Capacidad 24 tubos de 15 / 10 ml
Velocidad max. 5,000 RPM
RCF: 3,354 g

Incluye:
01 Centrifuga (cod. 102MD/2-56)
01 Rotor (cod. 11745C/A)
24 Adaptadores (cod. 13080)

