

FICHA TECNICA:

CONSERVADORA DE BOLSAS DE SANGRE

MODELO: EMOTECA 140 (ECT-F TOUCH)
MARCA: FIOCCHETTI
PROCEDENCIA: ITALIA

ESPECIFICACIONES:

Capacidad de almacenamiento	63 bolsas de sangre de 450 ml (21 bolsas por cajón) 153 litros (capacidad bruta) (5.40 pies cúbicos)
Rango temperatura	+ 4 °C (rango +2°C a +6°C)
Estructura	Acero Inoxidable 18/10 AISI 304 por dentro y acero antibacteriano blanco por fuera
Espesor del aislamiento	Poliuretano de 40 mm.
Número de puertas	Una (01)
Tipo de puerta	Con panel triple vidrio.
Cierre llave	Puerta con cerradura eléctrica (operada desde la pantalla digital)
Ruedas	Cuatro (04) ruedas tipo castor, dos (02) con freno.
Número de cajones	Tres (03) Cajones montados sobre guías telescópicas extraíbles que garantizan una constante circulación de aire.
Tipo de refrigeración	Ventilado por aire forzado
Refrigerante	Gas R134A, libre de CFC
Tipo de descongelación	Automático con evaporación del agua de condensación.
Iluminación interna	LED.
Control	Electrónico, mediante pantalla digital táctil en idioma español, tipo ECT-F TOUCH, que permite visualizar en tiempo real la variación de temperatura de la cámara, así como las alarmas y las condiciones de falla, eventos críticos de temperatura, puerta abierta, y falla de alimentación eléctrica.
Monitor Digital DMLP	Sistema de registro de datos independiente operada con baterías de recarga automática, para un control de variación de temperatura, alarmas y fallas en ausencia de energía eléctrica.
Manejo de datos	La descarga de datos se puede realizar mediante el software de gestión incluido con el equipo, vía tarjeta de memoria SD (últimos 10 años) o mediante un USB (último año) Es posible imprimir desde una PC el gráfico de temperatura según un período de tiempo previamente seleccionado.
Alarmas	Acústica y visual por desviaciones de temperatura, apagón y fallas con registro automático incluso en caso de falta de energía eléctrica.
	Gráfico de las temperaturas. Un gráfico personalizable en tiempo real siempre visible desde la página de inicio, se puede imprimir desde una PC una vez descargada la información mediante el software.
Conectividad	Puertos con acceso frontal USB – SD – SIM, tablero externo por contacto seco y puertos seriales RS485 y RJ45
Nivel de ruido	< 39.5 dB
Dimensiones externas	Ancho: 52 cm, Profundidad: 63.5 cm, Alto: 100 cm
Peso neto aproximado	55 Kg
Consumo de energía	1.8 KW / 24 horas
Voltaje	220 V / 60 Hz
Conformidad Directivas	98/37/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 93/42/CE y CEE y modificac.
Enchufe	Schuko

- **Venta de Equipos, Reactivos**
 - **Servicio Técnico**

Of. Trujillo: Telf. 044-285102
Of. Lima: Telf. 01-421-8634
Email: ventas@cclab.pe
<http://www.cclab.pe>

En la pantalla ECT-F-TOUCH se pueden observar en tiempo real, las alarmas y curva de temperatura, así como de las horas, días, semanas o meses anteriores.



La información se guarda automáticamente en la memoria del equipo y ésta se puede descargar y leer en una computadora.



Desde una computadora Se puede imprimir la curva de temperatura registrada en un período de tiempo seleccionado

